

Artículo Original/ Original Article

## Estandarización de una técnica de PCR múltiple para la detección de los serogrupos O157, O104 y "big six" de *Escherichia coli* productora de la toxina Shiga (STEC)

Patricia Acuña, Melisa Florentín, Natalia Rojas, Fátima Rodríguez, Rosa Guillén\*

Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología. Campus Universitario San Lorenzo, Paraguay

Cómo referenciar este artículo/  
How to reference this article:

Acuña P, Florentín M, Rojas N, Rodríguez F, Guillén R. Estandarización de una técnica de PCR múltiple para la detección de los serogrupos O157, O104 y "big six" de *Escherichia coli* productora de la toxina Shiga (STEC). *Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud.* 2019; 17(2): 71-76

---

### RESUMEN

Los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 y O157 de STEC se relacionan con un elevado número de casos de SUH a nivel mundial, por lo que están incluidos dentro de las categorías de mayor riesgo para los humanos, según los criterios de autoridades alimentarias de Estados Unidos y Europa. El método convencional de identificación de antígenos O y H se realiza por aglutinación con antiseros de conejo. Este método además de ser muy costoso y laborioso, no se encuentra disponible en el país para empleo masivo. En este contexto, el objetivo de este estudio observacional descriptivo de corte transversal ha sido la estandarización de una técnica de PCR múltiple para la detección de estos 8 serogrupos, a fin de contar con un sistema de detección eficiente, sensible y con potencial de aplicación en la industria alimentaria. Se estandarizaron reacciones de PCR empleando como controles positivos cepas *E. coli* de referencia correspondientes a la totalidad de los serogrupos citados. Se obtuvieron productos de tamaños esperados para cada serogrupo, no se observaron amplificaciones cruzadas o falsos positivos. Esta técnica estandarizada podría representar una herramienta rápida y menos costosa que la técnica serológica, con la capacidad de ser aplicada a diferentes matrices, permitiendo la detección de estos serogrupos en aislados STEC de ganado en pie, fuentes de agua de consumo, alimentos e incluso en aislamientos clínicos asociados a enfermedades humanas.

**Palabras clave:** STEC, O157, O104, serogrupos "big six", PCR.

## Standardization of a multiplex PCR technique for the detection of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC) serogroups O157, O104 and "big six"

---

### ABSTRACT

STEC serogroups O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, and O157, are related to a high number of cases of HUS worldwide, so they are included in the categories of greatest risk for humans, according to the food administration criteria of the United States and Europe. The conventional method of identifying antigens O and H is carried out by agglutination with rabbit antisera. This method is very expensive and laborious and is not available in the country for massive-scale use. In this context, the objective of this cross-sectional descriptive observational study has been the standardization of a multiplex PCR technique for the detection of these 8 serogroups, in order to have an efficient and sensitive detection system with the potential for application in the food industry. PCR reactions were

---

Fecha de recepción: mayo 2019. Fecha de aceptación: junio 2019

\*Autor correspondiente: Dra. Rosa Guillén. Departamento de Microbiología. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay  
E-mail: rmguiñen@gmail.com



Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una Licencia Creative Commons

standardized using as positive controls reference *E. coli* strains to correspond to all the mentioned serogroups. Products of expected sizes were obtained for each serogroup; no cross-amplification or false positives were observed. This standardized technique could represent a quick and less expensive tool than the serological technique, with the possibility to be applied to different kind of samples, allowing the detection of these serogroups in STEC isolates of live cattle, sources of drinking water, food and even in clinical isolates associated with human diseases.

**Keywords:** STEC, O157, O104, big six serogroups, PCR.

## INTRODUCCIÓN

*Escherichia coli* productora de toxina Shiga (STEC) representa uno de los principales agentes causantes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en el mundo<sup>(1)</sup>. Produce cuadros clínicos que pueden ir de diarreas acuosas leves a manifestaciones más severas como diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico (SUH)<sup>(2)</sup>. *E. coli* O157:H7 ha sido el serotipo asociado con mayor frecuencia a grandes brotes y el implicado en la mayoría de los casos de SUH a nivel mundial<sup>(3-6)</sup>. Sin embargo, se han reportado serogrupos no-O157 en varios brotes importantes en los últimos años. Así por ejemplo, el serotipo O104:H4, en el año 2011, causó en Europa un brote con 3816 casos, de los cuales, 845 progresaron a SUH, siendo el brote más grande con casos de SUH a nivel mundial. Otros serogrupos no-O157 también han causado brotes importantes.

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estima que aproximadamente 113.000 infecciones y 300 hospitalizaciones ocurren anualmente en EEUU, debido a la infección por seis principales serogrupos STEC, denominados "big six": O26, O45, O103, O111, O121 y O145. Por lo que estos han sido declarados como adulterantes de alimentos por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de EEUU<sup>(7,8)</sup>. Con base en esto, los principales mercados internacionales de compra de carne y derivados han establecido clasificaciones de riesgo para los mismos basados en evidencia epidemiológica de patologías graves como SUH, en relación a la incidencia de los mismos en brotes. Es así, que EEUU se centra en la identificación del serotipo, y categoriza a las O157 y las "big six" en las 2 categorías de mayor riesgo<sup>(9)</sup> mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que, además de los serogrupos, es necesario tener en cuenta la presencia de determinados factores de virulencia, como *stx* y *eae* o *aaiC* y *aggR*<sup>(10)</sup>. Teniendo en cuenta estos criterios de clasificación establecidos para los alimentos y considerando que el Paraguay constituye uno de los principales exportadores de carne vacuna a nivel mundial, es de suma importancia contar con capacidades instaladas a nivel nacional para realizar la detección de estos patógenos en los productos<sup>(11)</sup>.

La identificación de los serotipos de *E. coli* se realiza por métodos convencionales de aglutinación, utilizando antisueros de conejos dirigidos contra diferentes antígenos O y H de cepas de referencia<sup>(12)</sup>. Sin embargo, este método además de ser muy costoso y laborioso, no se encuentra disponible en el país para uso masivo. En consecuencia, se requieren métodos alternativos de serotipificación que se encuentren disponibles a nivel nacional e impliquen procesos específicos, sensibles, rápidos y con costos que permitan su escalado a niveles industriales.

Varios autores reportan el uso de métodos moleculares basados en la técnica de PCR para la detección de diversos serogrupos de STEC, con ventajas de alta especificidad y sensibilidad<sup>(13,14)</sup>. Por tanto, en este estudio, nos hemos centrado en la estandarización de una técnica de PCR múltiple para la detección de los serogrupos O157, O104 y las denominadas "big six", a fin de contar con un sistema de detección de alta especificidad, sensibilidad y que, además permita el screening de un alto número de muestras con máxima relación costo/beneficio, que podría ser de interés para la industria cárnica nacional.

## MATERIALES Y MÉTODOS

**Cepas bacterianas.** Para la estandarización del método se han utilizado cepas *E. coli* de referencia provenientes del Laboratorio de Referencia de *Escherichia coli* (Universidad de Santiago de Compostela, España) y que fueron gentilmente cedidas por la Dra. Nora Lía Padola del Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil de la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina), correspondientes a los serogrupos O26, O45, O103, O111, O121, O104, O145 y O157.

Estas cepas fueron cultivadas en agar Luria Bertani (LB) a 37 °C en atmósfera con 5% de CO<sub>2</sub> durante 24 horas, para su crecimiento y posterior extracción de ADN.

**Extracción de ADN.** La extracción de ADN de las cepas, se realizó mediante el método de ebullición descrito por Ennis *et al.* en 2012, con algunas modificaciones<sup>(15)</sup>. Consistió en la resuspensión de las colonias crecidas en un volumen de 300 µL de agua estéril y posterior ebullición en baño María durante 10 minutos. A continuación, se procedió a la centrifugación de las muestras durante 5 minutos a 13.000 rpm. El sobrenadante fue criopreservado a -20°C hasta su utilización como molde en reacciones de PCR.

**Amplificación por PCR del gen wzx.** Para la detección de los serogrupos, se amplificaron secuencias específicas del gen wzx utilizando pares de primers específicos para cada uno de los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 y O157, según lo descrito por Sánchez *et al.* en 2015<sup>(13)</sup>.

Las condiciones de reacción para la detección de los serogrupos en estudio son descritas a continuación: buffer 1x (Invitrogen, USA), dNTPs 0,2 mM (Invitrogen, EEUU), oligonucleótidos 0,5 µM (Macrogen, Corea), MgCl<sub>2</sub> 2 mM (Invitrogen, USA) y 1 Unidad de Taq Polimerasa por reacción (Invitrogen, EEUU). Para la reacción de PCR se utilizó un volumen de 1,5 µL de ADN molde, en un volumen total de reacción de 15 µL.

Las condiciones de ciclado fueron: desnaturalización inicial a 95°C por 3 minutos, 25 ciclos de desnaturalización (95°C por 30 segundos), anillamiento (50°C por 30 segundos) y extensión (72°C por 1 minuto), y una extensión final a 72°C por 5 minutos. Se empleó el termociclador Applied Biosystems-SimpliAmp Thermal Cycler (Singapur).

El tamaño de los productos de amplificación esperado para cada serogrupo, se detallan en la Tabla 1.

**Tabla 1:** Tamaño de productos de PCR esperados para cada serogrupo.

Serogrupo	Tamaño de amplicon
<b>O26</b>	268 pb
<b>O45</b>	608 pb
<b>O103</b>	320 pb
<b>O104</b>	272 pb
<b>O111</b>	829 pb
<b>O121</b>	651 pb
<b>O145</b>	418 pb
<b>O157</b>	133 pb


**Separación de fragmentos de ADN mediante electroforesis en gel de agarosa.** La visualización de los fragmentos amplificados por PCR se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, teñido con el agente intercalante SYBR safe al 10% del volumen de gel utilizado. Para dicho procedimiento, se sembraron 5 µL del producto amplificado, mezclado con loading buffer a una concentración final de 1x y se realizó la corrida en cuba electroforética con buffer TAE (Tris, acetato, EDTA) al 1x a 110 V durante 30 minutos, aproximadamente.

El marcador de peso molecular de 100 pb (Thermo Fisher Scientific, EEUU) fue utilizado para estimar el tamaño de los productos separados. Los resultados fueron registrados en formato de fotos digitales y analizados con el software de KODAK Digital Science DC 120 (EEUU).

## RESULTADOS


Se realizó primeramente la estandarización en forma de reacciones individuales para verificar la correcta amplificación de cada uno de los serogrupos de interés. En la prueba con condiciones descritas por Sánchez *et al.* se obtuvieron productos de tamaño esperado para los sistemas O26, O103, O104, O145 y O157. Sin embargo, no hubo amplificación para los sistemas O45, O111 y O121. En éstos se procedió a variar la temperatura de

anillamiento, obteniéndose mejores resultados con 50°C para estos sistemas. Bajo estas condiciones, se realizó una nueva reacción, observándose la amplificación de todos los sistemas con productos del tamaño esperado, sin mayores inconvenientes que la presencia de una débil banda secundaria de menor tamaño en el sistema O45 (Figura 1).



**Figura 1: Amplificación de las variantes de genes *wzx* específicos para cada serogrupo.** Electroforesis en gel de agarosa al 2% teñido con SYBR safe. **A: carriles 1 y 2)** control negativo y cepa O26 (268 pb); **carriles 3 y 4)** control negativo y cepa O45 (608 pb); **carril 5)** marcador de peso molecular de 100 pb; **carriles 6 y 7)** control negativo y cepa O103 (320 pb); **carriles 8 y 9)** control negativo y cepa O104 (272 pb). **B: carriles 1 y 2)** control negativo y cepa O111 (829 pb); **carriles 3 y 4)** control negativo y cepa O121 (651 pb); **carril 5)** marcador de peso molecular de 100 pb (Thermo Fisher Scientific, EEUU); **carriles 6 y 7)** control negativo y cepa O145 (418 pb); **carriles 8 y 9)** control negativo y cepa O157 (133 pb).

Posteriormente se hicieron pruebas de amplificación múltiple eligiendo 50°C como temperatura de anillamiento. Los resultados permitieron amplificar productos de tamaño esperado en cada sistema (Figura 2). No se observaron reacciones cruzadas o falsos positivos, tampoco bandas secundarias, siendo notoria la desaparición de la banda secundaria que se había observado en el sistema O45 cuando se amplificaba individualmente.



**Figura 2: Amplificación en formato múltiple de variantes de genes *wzx* específicos para cada serogrupo.** Electroforesis en gel de agarosa al 2% teñido con SYBR safe. **Carril 1)** marcador de peso molecular de 100 pb; **carril 2)** control negativo; **carril 3)** serogrupo O26 (268 pb); **carril 4)** serogrupo O45 (608 pb); **carril 5)** serogrupo O103 (320 pb); **carril 6)** serogrupo O104 (272 pb); **carril 7)** serogrupo O111 (829 pb); **carril 8)** serogrupo O121 (651 pb); **carril 9)** serogrupo O145 (418 pb); **carril 10)** serogrupo O157 (133 pb).

## DISCUSIÓN

La industria de la carne es uno de los sectores económicos más dinámicos del país y representa uno de los ingresos más importantes por exportaciones en el Paraguay, ubicándose en el puesto número 7 como exportador de carne bovina a nivel mundial<sup>(16,17)</sup>. Actualmente, el sector representa el 12,1% del Producto Interno Bruto (PIB), aportando aproximadamente US\$ 3.500 millones a la economía nacional<sup>(11)</sup>. Por esto, es fundamental el aseguramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de sus productos, tanto para el consumo interno, como para las exportaciones y más, teniendo en cuenta que el intestino de los bovinos representa el principal reservorio de STEC y, por tanto, es un factor potencial de riesgo para la salud pública en situaciones como: la contaminación durante los procesos de faenado y despiece en la producción de carne, la contaminación del agua o alimentos por residuos de excreción fecal de los bovinos portadores<sup>(18,19)</sup>.

Los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O11, O145 y O157 son los serogrupos STEC de mayor importancia clínica a nivel mundial, implicados en el mayor número de brotes y cuadros clínicos graves y, por tanto, se ha implementado la "tolerancia cero" de los mismos en alimentos bajo la Ley Federal de Inspección de la Carne (FMIA) de EEUU, la cual, declara como adulterada la presencia de los mismos en carne cruda y no apta para el consumo humano<sup>(20)</sup>. De esta manera, es importante realizar el screening de la presencia de los mismos en los alimentos, ya que son patógenos que han generado brotes con alto impacto en la salud pública a nivel mundial.

Los métodos actuales de identificación de serogrupos basados en técnicas serológicas son engorrosos, costosos y no se encuentran disponibles en el país para uso a gran escala. Además, con frecuencia aparecen reacciones cruzadas entre diferentes serogrupos, con lo cual, se generan resultados erróneos en la serotipificación, siendo ésta la principal limitación del método<sup>(13)</sup>.

En este contexto, el presente trabajo nos ha permitido estandarizar un método molecular basado en la amplificación de secuencias específicas del gen *wzx*, codificante de la flipasa de cada variante del antígeno O de los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 y O157, que son de interés reglamentario para mercados, tanto estadounidenses, como europeos.

Los resultados muestran una buena amplificación de cada gen, generando productos de tamaños diferentes y distintivos para cada uno. No se observaron amplificaciones cruzadas o falsos positivos en ninguno de los sistemas. El único inconveniente de amplificación inespecífica, fue de una banda de menor tamaño en el sistema individual O45, la cual desapareció al realizar la amplificación múltiple, posiblemente por competencia de los diferentes sistemas durante la PCR.

Es importante destacar que el hecho de amplificación múltiple reduce ampliamente costos y tiempos de análisis, hechos no menores desde el punto de vista industrial que requiere el screening de grandes y numerosos lotes de productos en simultáneo y que requiere resultados rápidos en corto tiempo debido a que los productos cárnicos son perecederos.

El costo de sistemas eficientes de screening, en contraste, pueden ahorrar cuantiosas pérdidas económicas por el rechazo de cargamentos contaminados. Un ejemplo es el caso del rechazo de 100 toneladas de carne de exportación por la contaminación con *E. coli*, que en el 2011 generó una pérdida de 450.000 dólares a la planta frigorífica responsable<sup>(21)</sup>.

Otra ventaja es que este método molecular puede aplicarse para el estudio de distintas matrices y, por tanto, permitirá la detección de estos serogrupos de STEC en ganado en pie, en agua de distintas fuentes, alimentos diversos o incluso, para la tipificación de aislamientos clínicos asociados a enfermedades en humanos y, por tanto, el método podría representar una herramienta útil para estudios epidemiológicos, así como para la vigilancia de STEC en casos de brotes.

## AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Dra. Nora Lía Padola (Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) por haber cedido gentilmente las cepas *E. coli* de referencia para su utilización como controles positivos para la estandarización de la técnica.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. Informe de la OMS señala que los niños menores de 5 años representan casi un tercio de las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria. Organización Mundial de la Salud. 2015.
2. Welinder-Olsson C, Kaijser B. Enterohemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC). Scand J Infect Dis 2005;37(6-7):405-16.
3. Riley LW, Remis RS, Helgerson SD, McGee HB, Wells JG, Davis BR, et al. Hemorrhagic colitis associated with a rare *Escherichia coli* serotype. N Engl J Med. 1983;308(12):681-5.
4. Marler Bill. Jack in the Box *E. coli* Outbreak – 25th Anniversary. Food Poisoning Outbreaks and Litigation: Surveillance and Analysis. 2017;8.
5. Watanabe Y, Ozasa K, Mermin JH, Griffin PM, Masuda K, Imashuku S, et al. Factory outbreak of *Escherichia coli* O157:H7 infection in Japan. Emerg Infect Dis 1999;5(3):424-8.
6. Jin M, Lang J, Shen Z-Q, Chen Z-L, Qiu Z-G, Wang X-W, et al. A Rapid Subtractive Immunization Method to Prepare Discriminatory Monoclonal Antibodies for Food *E. coli* O157:H7 Contamination. PLoS ONE 2012; 7(2).
7. «Big six» non-O157 Shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC) research materials. University Blvd. Manassas: American Type Culture Collection; 2014: 3. Report N°. BA-1114-04.
8. Reports of Selected *E. coli* Outbreak Investigations. Centers for Disease Control and Prevention. 2017.
9. Karmali MA, Mascarenhas M, Shen S, Ziebell K, Johnson S, Reid-Smith R, et al. Association of genomic O island 122 of *Escherichia coli* EDL 933 with verocytotoxin-producing *Escherichia coli* seropathotypes that are linked to epidemic and/or serious disease. J Clin Microbiol 2003; 41(11):4930-40.
10. EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ). Scientific Opinion on VTEC-seropathotype and scientific criteria regarding pathogenicity assessment. EFSA J 2013; 11(4):106.
11. Asociación Rural del Paraguay. Introducción a Paraguay y su sector cárnico. ARP; 2017.
12. Guinée P a. M, Jansen WH, Wadström T, Sellwood R. *Escherichia coli* Associated with Neonatal Diarrhoea in Piglets and Calves. En: Laboratory Diagnosis in Neonatal Calf and Pig Diarrhoea. Springer, Dordrecht; 1981. 126-62.
13. Sánchez S, Llorente MT, Echeita MA, Herrera-León S. Development of Three Multiplex PCR Assays Targeting the 21 Most Clinically Relevant Serogroups Associated with Shiga Toxin-Producing *E. coli* Infection in Humans. PLoS ONE. 2015;10(1).
14. Monday SR, Beisaw A, Feng PCH. Identification of Shiga toxigenic *Escherichia coli* seropathotypes A and B by multiplex PCR. Mol Cell Probes. 2007; 21(4):308-11.
15. Ennis C, McDowell D, Bolton D j. The prevalence, distribution and characterization of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC) serotypes and virulotypes from a cluster of bovine farms. J Appl Microbiol. 2012;113(5):1238-48.
16. Banco Central del Paraguay. Reporte de Comercio Exterior. BCP; 2016: 19.
17. Nick. Top 20 World's Largest Beef Exporters. Bizvibe Blog, 2017.
18. Sánchez-Prieto S, Herrera-León L, Llorente-Rodríguez MT, Herrera-León S. Infecciones por *Escherichia coli* diarreagénicas en España: ¿hay un antes y un después del brote de Alemania? Enfermedades Infecc Microbiol Clínica. 2014; 32(2):133-5.
19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreak of *Escherichia coli* O157:H7 infections associated with drinking unpasteurized commercial apple juice--British Columbia, California, Colorado, and Washington, October 1996. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1996;45(44):975.
20. Mitchell C. New FSIS Policy on the «Big Six» Takes Effect Today. Food Liability Law. 2012.
21. González D. 97% de la carne consumida en el mercado interno no posee control. Diario 5 días. 2011;1.